

Please Read This Book First.

Item# 3001-2394-70
rev. 05/14

The logo for ORAQUICK features the word "ORAQUICK" in a bold, black, sans-serif font. The letter "Q" is stylized with a blue and green swirl graphic that overlaps it. The background of the entire page is a light blue and green gradient with abstract, flowing lines.

ORAQUICK®

HIV, Testing & **Me**

www.oraquick.com

If you have any questions about this HIV test or your test results,
call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

**Please call our toll free number
(1-866-436-6527) regarding
any questions about:**

- Whether the test is right for you to take
- How to use the test
- How to read your test results
- What to do if you are not sure of your result
- What to do once you have your test results
- How to find local doctors or clinics for additional testing or treatment options

All calls are completely confidential.

**Or go to www.oraquick.com
for more information on:**

- HIV/AIDS
- Product Information
- Product use video
- Testing, counseling and care referrals
- Where to buy

If you have any questions about this HIV test or your test results,
call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

Things to consider before taking the OraQuick® In-Home HIV Test

You probably have some concerns about your HIV risk and what your test results will be. This is normal, but by making the decision to learn about your HIV status you have taken a giant step towards **taking control of your future** and protecting your health. No matter what the result, knowing your HIV status is **important**.

You should know that it can take some time for the test to detect HIV in your body and that this time period can vary from person to person. This time period is commonly referred to as the "window period".

As with many tests, there is a possibility of a false negative reading. If this test is taken within the first **3 months** following a **risk event** or possible exposure to HIV and the result is negative you should take the test again **3 months** after the risk event. **See the list of risk events on page 3.** This will reduce the possibility of a false-negative result. **It is important to remember not to have any risk events during the time in between tests.**

If you have any questions about this HIV test or your test results, call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

What is a Risk Event?

A "risk event" is defined by any of the activities in the list below:

- Sex (vaginal, oral or anal) with multiple sex partners
- Sex with someone who is HIV positive or whose HIV status you don't know
- Sex between a man and another man
- Using illegal injected drugs or steroids
- Shared needles or syringes
- Exchanged sex for money
- Having been diagnosed or treated for hepatitis, tuberculosis or a sexually transmitted disease like syphilis

Knowledge is Important.

Let's start with some basic information about what HIV is and how it works in our bodies.

What is **HIV**?

In medical terms, **HIV** stands for **H**uman **I**mmunodeficiency **V**irus. This means that HIV is a virus that attacks the body's immune system, decreasing the body's ability to fight germs and ward off cancer. Germs can cause life threatening infections to a person whose immune system has been weakened by HIV.

If you have any questions about this HIV test or your test results, call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

HIV is not **AIDS**. HIV is the virus that, if left untreated, can cause **AIDS** or "**A**quired **I**mmune **D**eficiency **S**yndrome". AIDS is a very serious condition in which the immune system has been badly damaged by chronic HIV infection and can lead to death.

There is currently no cure for HIV or AIDS, but medical treatment and a healthy lifestyle can **help you stay healthy** and improve your quality of life.

Who can get HIV?

Anyone can get HIV; men, women and children, people of any age, race or ethnic group, religion, economic background or sexual orientation. Today there are more than a million people in the U.S. with HIV and as many as 1 in 5 people don't even know it!

Can you help stop HIV?

Yes, you can **help stop** the spread of HIV.

HIV is transmitted from person to person during activities where contact with blood, semen or vaginal fluids can occur. By using a condom correctly every time you have sex, not using illegal drugs or sharing needles, and by encouraging your sexual partners and others to do the same, you can help stop the spread of HIV. Everyone should test at least once. Anyone who engages in high risk behaviors should test on a regular basis.

If you have any questions about this HIV test or your test results, call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

How can you get HIV?

You can get HIV through contact with these body fluids:

- **Blood:** HIV is in blood, so anything you do that brings you in contact with another person's blood, like sharing needles or injection equipment, can transmit the virus.
- **Semen and vaginal fluid:** Because HIV is in semen and vaginal fluid, unless you use a condom correctly every time, you may be exposed to HIV during vaginal, oral and/or anal sex.
- **Breast milk:** HIV can also be passed from an infected mother to her child through her breast milk during breast feeding.
- Newborns of HIV positive mothers can be infected from exposure to blood at time of birth.

HIV is NOT spread by:

- Air or water
- Insects, including mosquitoes.
- Saliva, tears or sweat. There is no documented case of HIV being transmitted by spitting.
- Casual contact like shaking hands or sharing dishes.
- Closed-mouth or "social" kissing.

If you have any questions about this HIV test or your test results, call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

Signs and Symptoms

Can you tell if someone has HIV? Can you tell if you have HIV?

No. **The only way to know for sure is to be tested for HIV.** People who have HIV can feel, look and act just as healthy as people who don't have HIV.

Remember! About 1 in 5 people who are HIV positive do not know that they are infected.

Protection & Prevention

HIV is completely **preventable**.

How can you **protect yourself** against HIV?

- Avoid having any form of sexual contact (vaginal, anal and oral sex).
- Do not use illegal drugs, especially if they need to be injected.

If this is not an option, there are good ways to **reduce the risks**:

- Always use a condom during vaginal or anal sex and barrier protection for oral sex.
- Have sex only with one partner that does not have HIV.
- Talk to your sexual partners about HIV and their status and testing history.
- Do not have sex with new partners until you both have been tested for HIV.

If you have any questions about this HIV test or your test results, call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

- Do not have sex when you are using drugs or alcohol. Taking drugs and alcohol can cause you to do things that you wouldn't normally do.
- Do not share needles or injection equipment.

What if your Test Result is negative?

If it has been at least **3 months** since your last risk event, then you are likely HIV negative. As with any test, there is a chance of false results. For this test 8 out of 96 people who actually were infected with HIV reported a negative test result even though they had HIV. To reduce the chance of false results, be sure to use the test correctly. If you did not follow the directions carefully, you should take the test again. If your test result is negative and you engage in activities that put you at risk for HIV on a regular basis, you should test regularly. Knowing that you are HIV negative means that you can take steps to stay that way! It is important to learn about ways to reduce or **eliminate your risk of HIV infection** in the future.

The most important thing to keep in mind is that **HIV is preventable**. Protecting yourself against HIV is about knowledge. Understanding how you can get and avoid getting HIV is important to protect yourself and your partner(s).

If you have any questions about this HIV test or your test results, call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

What if your Test Result is positive?

It is very important to understand that if you get a positive result, a doctor, clinic or healthcare professional must confirm your OraQuick® In-Home HIV Test result.

There are also some things that you should know about HIV that may ease some of the stress or confusion that you may be feeling:

- You are not alone.
- Medical treatments are available to help people live long, healthy lives.
- Having HIV does not mean that you have or will get AIDS.

Learning that you may have HIV can be distressing. If you feel distressed remember you can get help by calling the OraQuick® Support Center toll free at 1-866-436-6527.

A positive test result is not the end of your life. While there is currently no cure for HIV, many people who are HIV-positive continue to live long and active lives. Ongoing research is finding better ways to treat HIV nearly every day.

If you have any questions about this HIV test or your test results, call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

What should you do first?

It is important that you see your doctor or healthcare professional as soon as possible. You should let your doctor or healthcare professional know the result of your OraQuick® In-Home HIV test so they can **confirm your results.**

In addition to confirming your test result, doctors and clinics can provide counselors to talk with you about all of your concerns and feelings. If you need help finding a doctor or healthcare professional, please call the OraQuick® Support Center toll free at 1-866-436-6527. Your call will be completely confidential. They will ask for a zip code or city in order to locate doctors, clinics, health departments or other resources in your area.

Who will help you?

There are many people and organizations in communities around the country who are ready, willing, and able to help you. The key is to ask for help as soon as possible. If you would like to be linked to HIV-related medical or mental health services near you, please call the OraQuick® Support Center toll free at 1-866-436-6527.

If you have any questions about this HIV test or your test results, call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

How can you stay healthy?

After an HIV diagnosis, medical care is necessary to stay healthy. Medical treatment is available to everyone, even those who cannot pay for it. Support groups are also available to help you find resources and programs in your area.

How to find out more about HIV or HIV prevention?

For more information, please call a Support Center representative at the OraQuick® Support Center toll free at 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com.

What is the Performance of this test?

In a clinical study, **4,999** people who were unaware of their HIV status were given the OraQuick® In-Home HIV Test to take home and use. The researchers compared the OraQuick® In-Home HIV Test results with laboratory test results performed by a trained professional. The laboratory based results show that a total of 96 people were HIV positive and 4,903 people were HIV negative. The comparison of results was as follows.

- 99.9% of people (4,902 out of 4,903) correctly reported a negative test result. The lab and the OraQuick® In-Home HIV Test found the same result. This means that 1 out of 4,903 people not infected with HIV reported a positive test result even though that person was really not infected with HIV. This is called a "false positive."

If you have any questions about this HIV test or your test results, call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

- 91.7 % of HIV positive people (88 out of 96) tested reported a correct test result. This means that 8 out of 96 people who actually were infected with HIV reported a negative test result even though they had HIV. This is called a "false negative."
- In addition only 1.1% of study subjects (56 out of 5,055) failed to obtain a test result.

As with any test, there is a chance of false results. Therefore, if your test result is positive, you must confirm your result with a doctor, clinic or healthcare professional. If your test result is negative and you engage in high risk activity on a regular basis, you should test regularly.

Knowing your status is important. Don't be afraid of your results.

By knowing that you are HIV positive you can seek treatment, stay healthy longer or improve your current health. It can also prevent you from accidentally passing it on to someone else. By knowing that you are HIV negative, you can help protect yourself and stay negative.

By educating yourself about HIV and AIDS and taking an HIV test, you are doing the right thing to protect your health and the ones you love.

If you have any questions about this HIV test or your test results, call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

Please use the blank pages that follow to write down any questions that you may have for your doctor or healthcare professional.

Thank you for using OraQuick®!

www.oraquick.com

Manufactured by:



OraSure Technologies
Bethlehem, PA

If you have any questions about this HIV test or your test results,
call toll free 1-866-436-6527 or go to www.oraquick.com

Por favor, lea este folleto primero.



El VIH, la prueba y **Yo**

www.oraquick.com

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

Llame a nuestro número telefónico gratuito (1-866-436-6527) para cualquier pregunta sobre:

- Si debe hacerse la prueba
- Cómo usar la prueba
- Cómo leer su resultado de la prueba
- Qué hacer si no está seguro de su resultado
- Qué hacer cuando tenga el resultado de su prueba
- Cómo buscar a un médico o clínica local para hacerse otra prueba o para conocer las opciones de tratamiento

Todas las llamadas son totalmente confidenciales.

O visite www.oraquick.com para obtener más información sobre:

- VIH/SIDA
- Información del producto
- Video sobre cómo usar el producto
- Hacerse una prueba, asesoría y referidos para tratamiento
- Dónde comprar el producto

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

Lo que debe considerar antes de hacerse la prueba casera para el VIH OraQuick®

Probablemente le preocupa si corre riesgo del VIH y cuál será el resultado de su prueba. Eso es normal y al tomar la decisión de informarse sobre su estado del VIH, ha dado un paso gigante para **tomar las riendas de su futuro** y proteger su salud. Es importante saber su estado con respecto al VIH, independientemente del resultado.

Tenga presente que puede tomar algo de tiempo para que la prueba detecte el VIH en su cuerpo y que ese periodo puede variar entre una y otra persona. A ese periodo usualmente se llama el "periodo de seroconversión".

Como ocurre con muchas pruebas, existe la posibilidad de un resultado falso negativo. Si se hace la prueba durante los primeros **3 meses** de que haya ocurrido el **acontecimiento de riesgo** o la posible exposición al VIH y el resultado es negativo, se debe hacer la prueba otra vez a los **3 meses** después del acontecimiento de riesgo. **Consulte la lista de acontecimientos de riesgo en la página 3.** Esto reducirá la posibilidad de que se trate de un resultado falso negativo. **Es importante recordar que no debe arriesgarse innecesariamente durante el tiempo entre una prueba y otra.**

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

¿Qué es un acontecimiento de riesgo?

Se define como "acontecimiento de riesgo" cualquiera de las actividades de la lista siguiente:

- Sexo (vaginal, oral o anal) con más de una persona
- Sexo con alguien positivo ante el VIH o cuyo estado del VIH desconoce
- Sexo entre un hombre y otro hombre
- Uso de drogas ilícitas o esteroides inyectados
- Compartir agujas o jeringas
- Sexo a cambio de dinero
- Que le hayan diagnosticado o le hayan dado tratamiento por hepatitis, tuberculosis o una enfermedad de transmisión sexual como la sífilis

Es importante saber.

Comencemos con la información básica sobre lo que es el VIH y el efecto que tiene en el cuerpo humano.

¿Qué es el **VIH**?

En términos médicos, **VIH** es la sigla de **V**irus de la **I**munodeficiencia **H**umana. Eso significa que el VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario del humano y disminuye la capacidad del cuerpo para combatir los microbios y proteger contra el cáncer. Los microbios pueden provocar infecciones potencialmente mortales en la persona cuyo sistema inmunitario ha sido debilitado por el VIH.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

El VIH no es **SIDA**. El VIH es el virus que, de no ser tratado, puede causar el **SIDA** o "Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida". El SIDA es una enfermedad muy grave, en la que la infección crónica por el VIH ha dañado considerablemente el sistema inmunitario, y puede ser mortal.

En la actualidad no existe ninguna cura para el VIH ni para el SIDA, pero el tratamiento médico y cambios sanos en su estilo de vida **pueden ayudarle a conservar la salud** y mejorar la calidad de su vida.

¿Quién puede infectarse con el VIH?

Cualquiera puede infectarse con el VIH; hombres, mujeres y niños, personas de cualquier edad, raza o grupo étnico, religión, antecedentes económicos u orientación sexual. En la actualidad hay más de un millón de personas en EE.UU. con el VIH y hasta 1 de cada 5 personas no sabe que lo tiene.

¿Puede usted ayudar a detener el VIH?

Sí, usted puede **ayudar a prevenir** la diseminación del VIH.

El VIH se transmite de una persona a otra durante las actividades en las que puede ocurrir contacto con sangre, semen o secreciones vaginales. Usted puede ayudar a detener la diseminación del VIH si usa un condón (preservativo) de la manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales, si no usa drogas ilícitas ni comparte agujas y si anima a sus parejas sexuales y a los demás a que hagan lo mismo. Todos deberían hacerse una prueba por lo menos una vez. Cualquier persona que se comporta de manera riesgosa debe hacerse una prueba con regularidad.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

¿Cómo puede contraer el VIH?

El VIH se puede contagiar por entrar en contacto con estas sustancias del cuerpo humano:

- **Sangre:** el VIH se encuentra en la sangre, de manera que cualquier cosa que haga que lo ponga en contacto con la sangre de otra persona, como compartir agujas o equipo para inyectarse, puede transmitirle el virus.
- **Semen y secreciones vaginales:** debido a que el VIH se encuentra en el semen y las secreciones vaginales, a menos que use un condón (preservativo) de la manera correcta cada vez que tenga relaciones sexuales, bien sean vaginales, orales y/o anales, podría exponerse al VIH.
- **Leche materna:** el VIH también puede ser transmitido de la madre infectada a su hijo por medio de la leche materna al amamantar.
- Los recién nacidos cuya madre es positiva ante el VIH pueden infectarse por exposición a la sangre al nacer.

El VIH NO se transmite por:

- Aire o agua
- Insectos como moscos o mosquitos.
- Saliva, lágrimas o sudor. No hay ningún caso documentado de que el VIH haya sido transmitido por escupir.
- Contacto superficial como dar la mano o servirse del mismo plato.
- Besar con la boca cerrada.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

Signos y síntomas

¿Puede darse uno cuenta de que alguien tiene el VIH?

¿Puede darse uno cuenta de que tiene el VIH?

No. **La única forma de saber con certeza es haciéndose una prueba para el VIH.** La gente que tiene el VIH puede sentirse, verse y actuar igual que las personas sanas que no tienen el VIH.

¡Recuerde! Aproximadamente 1 de cada 5 personas que son positivas ante el VIH no saben que están infectadas.

Protección y prevención

El VIH es totalmente **prevenible**.

¿Cómo se puede **proteger usted** contra el VIH?

- Evite toda forma de contacto sexual (sexo vaginal, anal y oral).
- No use drogas ilegales, especialmente si se tienen que inyectar.

Si esto no es una opción, hay buenas maneras de **reducir los riesgos**:

- Siempre use un condón durante el sexo vaginal o anal y un tipo de protección de barrera para el sexo oral.
- Tenga relaciones sexuales con una sola pareja que no tiene el VIH.
- Hable con sus parejas sexuales acerca del VIH y pregúnteles sobre su estado y si se han hecho pruebas.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

- No tenga relaciones sexuales con una pareja nueva hasta que ambos se hayan hecho la prueba del VIH.
- No tenga relaciones sexuales cuando esté usando drogas o bebiendo alcohol. Tomar drogas y alcohol pueden llevarlo a hacer cosas que normalmente no haría.
- No comparta agujas ni equipo para inyección.

¿Qué debe hacer si el resultado de su prueba es negativo?

Si han pasado por lo menos 3 meses desde su último evento de riesgo, entonces probablemente es negativo ante el VIH. Como en el caso de cualquier prueba, existe la posibilidad de que el resultado sea falso. En el caso de esta prueba, 8 de cada 96 personas que estaban infectadas con el VIH obtuvieron un resultado negativo en la prueba aunque tenían el VIH. Es importante que se haga la prueba correctamente para reducir la probabilidad de un resultado falso. Si no sigue las indicaciones al pie de la letra, se debe hacer la prueba otra vez. Si el resultado de su prueba es negativo y con regularidad realiza actividades que lo ponen en riesgo del VIH, se debe hacer la prueba con regularidad. Saber que es negativo ante el VIH significa que puede tomar las medidas necesarias para no infectarse. Es importante aprender las maneras de reducir o **eliminar su riesgo de contraer el VIH** en el futuro.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

Lo más importante que debe recordar es que el **VIH se puede prevenir**. Para poder protegerse tiene que saber sobre el VIH. Entender cómo puede infectarse y cómo prevenir la infección por el VIH es importante para protegerse y proteger a su(s) pareja(s).

¿Qué debe hacer si el resultado de su prueba es positivo?

Es muy importante que entienda que si su resultado sale positivo, un doctor, una clínica o un profesional médico debe confirmar su resultado de la prueba casera para el VIH OraQuick®.

También hay algunas cosas que debe saber sobre el VIH que podrían aminorar el estrés o la confusión que está sintiendo:

- Usted no está solo.
- Hay tratamientos médicos para ayudar a la gente a vivir una vida larga y sana.
- Tener el VIH no significa que tiene o que tendrá el SIDA.

Puede ser angustiante enterarse de que podría tener el VIH. Si se siente angustiado, recuerde que puede obtener ayuda llamando gratuitamente al Centro de Apoyo de OraQuick® al 1-866-436-6527.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

Un resultado de prueba positivo no significa el fin de su vida. Si bien aún no hay una cura para el VIH, mucha gente que es positiva ante el VIH continúa viviendo una vida larga y activa. Las constantes investigaciones prácticamente todos los días encuentran mejores maneras de tratar el VIH.

¿Qué es lo primero que debe hacer?

Es importante que acuda a su médico o a un profesional médico lo antes posible. Le debe informar a su médico o profesional médico el resultado de su prueba casera para el VIH OraQuick® para que pueda **confirmar su resultado**.

Además de confirmar su resultado de la prueba, los médicos y las clínicas pueden remitirlo a un consejero que hablará con usted sobre sus dudas y sentimientos. Si necesita asistencia para buscar un médico o profesional de la salud, llame gratuitamente al Centro de Apoyo de OraQuick® al 1-866-436-6527. Su llamada se manejará de manera totalmente confidencial. Le pedirán su código postal o ciudad para poder localizar doctores, clínicas, departamentos de salud y otros recursos en su zona.

¿Quién le ayudará?

Hay muchas personas y organizaciones en diferentes comunidades del país dispuestas, deseosas y capaces de ayudarle. Lo importante es pedir ayuda lo antes posible. Si desea que lo pongan en contacto con servicios médicos o psiquiátricos que tratan con el VIH cerca de donde vive, llame gratis al Centro de Apoyo de OraQuick® al 1-866-436-6527.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

¿Cómo puede conservar la salud?

Después del diagnóstico del VIH, será necesario recibir atención médica para conservar la salud. Hay tratamiento a disposición de todos, incluso de quienes no pueden pagar. También hay grupos de apoyo que le pueden ayudar a encontrar recursos y programas en su zona.

¿En dónde puedo encontrar más información sobre el VIH o cómo prevenirlo?

Si desea más información, llame gratis a un representante del Centro de Apoyo de OraQuick® al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com.

¿Qué tan bien funciona esta prueba?

En un estudio clínico, a **4,999** personas que no sabían si estaban o no estaban infectadas con el VIH se les dio la prueba casera para el VIH OraQuick® para que se hicieran la prueba en casa. Los investigadores compararon los resultados de la prueba casera para el VIH OraQuick® con los resultados de laboratorio de pruebas realizadas por un profesional capacitado. Los resultados basados en prueba de laboratorio indicaron que un total de 96 personas eran positivas ante el VIH y que 4,903 eran negativas ante el VIH. Lo siguiente es la comparación de los resultados.

- El 99.9% de las personas (4,902 de 4,903) reportaron correctamente el resultado negativo de la prueba. El laboratorio y la prueba casera para el VIH OraQuick® obtuvieron el mismo resultado. Eso significa que 1 de

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

4,903 personas no infectadas con el VIH reportó un resultado de prueba positivo aunque esa persona en realidad no estaba infectada con el VIH. A eso se le llama un resultado "positivo falso".

- El 91.7% de las personas positivas ante el VIH (88 de 96) que se hicieron la prueba reportaron un resultado correcto. Eso significa que 8 de 96 personas que de hecho estaban infectadas con el VIH reportaron un resultado de prueba negativo aunque tenían el VIH. A eso se le llama un resultado "negativo falso".
- Además, sólo el 1.1% de los sujetos del estudio (56 de 5,055) no pudieron obtener un resultado con la prueba.

Como en el caso de cualquier prueba, existe la posibilidad de que el resultado sea falso. Por lo tanto, si el resultado de su prueba es positivo, debe confirmarlo con un doctor, clínica o un profesional médico. Si el resultado de su prueba es negativo y con regularidad realiza actividades de alto riesgo, se debe hacer la prueba con regularidad.

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

Es importante saber su estado. No le tema al resultado de su prueba.

Si sabe que es positivo ante el VIH podrá someterse a tratamiento, conservar más tiempo la salud o mejorar su salud actual. También puede impedir que infecte a otra persona accidentalmente. Al saber que es negativo ante el VIH, puede protegerse para no infectarse.

Al educarse sobre el VIH el SIDA y hacerse la prueba del VIH, está haciendo lo correcto para proteger su salud y la de sus seres queridos.

Use las hojas en blanco a continuación para anotar cualquier pregunta que pudiera tener para su médico o profesional médico.

¡Gracias por usar OraQuick®!

www.oraquick.com

Fabricado por:



OraSure Technologies
Bethlehem, PA

Si tiene alguna pregunta acerca de esta prueba del VIH o el resultado de su prueba, llame gratis al 1-866-436-6527 o visite www.oraquick.com

